

nexus
líder en medicina estética

10 sistemas de depilación láser médico de vanguardia para un resultado 10

Todos ellos aprobados por la FDA como de resultado permanente, ausencia de efectos secundarios y Certificado de Seguridad del Servicio Técnico Oficial.



No hay ningún sistema láser que, por sí solo, elimine todo tipo de pelo, de cualquier color, en todas las áreas y en cualquier fototipo. Para poderlo conseguir, hay que combinar varios sistemas de láseres médicos, según las características de éstos y los cambios que se van produciendo durante el tratamiento. Los diferentes sistemas láser que han demostrado su eficacia son los que enumeramos a continuación.

En Clínica Nexus los tenemos todos, y en sus últimas versiones, más efectivos y menos dolorosos, lo que nos permite personalizar al máximo el tratamiento y lograr los mejores resultados en menos sesiones.

► **Láseres de Alexandrita de pulso largo (755 nm)** **GentleLasePro-U, GentleMax Pro** de Syneron Candela. Como principales ventajas de estos sistemas figuran que son rápidos, versátiles y muy bien tolerados porque incorporan un sistema de crioanestesia (refrigerado por gas criógeno). **No requieren rasurado previo**. Especialmente **indicado en depilación corporal de pieles claras, fototipo medio y facial en general, especialmente en el área peribucal**. Son los más efectivos para el pelo fino.

► **Láseres de diodo (800-810 nm)** **Lightsheer Duet I LightsheerDS Desire** de Lumenis. Presentan una menor afinidad por la melanina

que los anteriores, y por eso requieren energías de tratamientos superiores. Llevan incorporados un sistema de refrigeración de la piel por contacto y los últimos modelos, los que tenemos en Nexus, disponen de un sistema neumático para minimizar el dolor y aumentar la efectividad, lo que supone un salto cualitativo respecto a modelos anteriores, menos efectivos y ya obsoletos como el Lightsheer ET. Al poder variar la duración del pulso, permite poder tratar **fototipos altos (IV-V)**. Para **pelo medio o grueso exclusivamente**. No sirve para los pelos originalmente finos ni para cuando el pelo se debilita a lo largo de las sesiones.

¡NOVEDAD! Láser Vectus el láser de diodo más efectivo y seguro gracias al medidor cuantitativo inteligente de melanina llamado Skintel®. Permite tratar **todos los fototipos de piel**. Especialmente indicado en la **depilación masculina**. Ofrece mayor comodidad para el paciente gracias a su tecnología patentada de enfriamiento Advanced Contact Cooling®.

► **Láser de Neodimi-Yag de pulso largo (1.064 nm)** **GentleYagPro U** de Syneron Candela, **Mydon** de WavelightLasers y **Cynergy** de Cynosure. Tiene una menor afinidad melánica que el anterior, pero permite tratar **fototipos altos** sin riesgos de complicaciones y sobre todo folículos profundos; por este motivo, está especialmente indicado para

tratar ciertas áreas, como la **espalda masculina**, o ciertos problemas, como la **pseudofoliculitis** de la barba.

► **Luz pulsada intensa médica**

Plataforma IPL-Vasculight Elite de Lumenis y **E-Style** de Syneron Candela. No es un láser, sino un tipo especial de luz de la que, mediante unos filtros, se selecciona el espectro más adecuado según la piel y el pelo del paciente. Es un sistema muy versátil pero muy técnico-dependiente. Los de uso médico no son en absoluto comparables a los que se pueden encontrar en otros centros no médicos. Indicado especialmente en **ciertos casos de depilación facial o pelo no negro**.

► **Luz pulsada optimizada**

Icon Max Rs de Cynosure: Elimina el pelo de todo **tipo de pieles, incluido las bronceadas**.

Icon Max Ys de Cynosure: **el más efectivo**, por su especificidad, **para tratar el pelo fino y claro**.

En conclusión, **para lograr el resultado deseado y optimizar el tratamiento, hay que combinar más de un láser según:**

***El área:** facial, corporal, femenina, masculina.

***Problema a tratar:** pelo grueso, fino, de color claro, fototipos de piel altos, etc.

***Los cambios que experimenta el pelo a lo largo del tratamiento:** pelo más finito, claro, menos abundante... y escoger en cada caso el más conveniente.



Más de 20 años de experiencia en este campo, miles de tratamientos finalizados con éxito y miles en curso nos avalan

Para conseguirlo, obviamente hay que ir a un centro médico, como Nexus, que disponga de todo este arsenal terapéutico y donde la experiencia y la profesionalidad de su personal permita seleccionar en cada caso el sistema más adecuado y, sobre todo, los parámetros a usar.

En el caso del **pelo blanco**, no hay ningún sistema fotolumínico hoy en día que sea efectivo. En estos pacientes, o en el caso de depilación de zonas no abordables con láser (como, por ejemplo, las **cejas**), recurrimos a **técnicas basadas en la ultrasonografía, EquipSelectif Pro**, para lograr resultados notables.

Finalmente, resaltar que, en caso de que el pelo a tratar se deba o se vea condicionado por un problema hormonal, la mejor tecnología no tiene nada que hacer sin el concurso previo de un médico para diagnosticar y tratar el problema.

Un equipo profesional a vuestro servicio cada día

Dr. Samuel Pinós, colegiado 2825

Máster Universitario en Medicina Estética
Especialista universitario en Medicina Estética
Miembro numerario de la Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico
Director de la Plataforma Láser de Nexus Biomédico
Director médico de las clínicas Nexus
Master en Ozonoterapia Médica

nexus
líder en medicina estética