

10 Sistemes de Depilació Làser Mèdic d'Avantguarda per a un resultat 10

Tots ells aprovats per la FDA com de resultat permanent, absència d'efectes secundaris i Certificat de Seguretat del Servei Tècnic Oficial.

No hi ha cap sistema làser que, per si sol, elimini tot tipus de pèl, de qualsevol color, en totes les àrees i en qualsevol fototipus. Per poder-ho aconseguir, cal combinar diversos sistemes de làsers mèdics, atenent a les característiques d'aquests i als canvis que es van produint durant el tractament. Els diferents sistemes làsers que han demostrat la seva eficàcia són els que enumerem a continuació.

A Clínica Nexus els tenim tots, i en les seves darreres versions, més efectius i menys dolorosos, fet que ens permet personalitzar al màxim el tractament i assolir els millors resultats en menys sessions.

► **Làsers d'Alexandrita de pols llarg (755 nm):** **GentleLasePro-U, GentleMax Pro** de Syneron Candela. Com a principals avantatges d'aquests sistemes figuren el ser ràpids, versàtils i molt ben tolerats perquè incorporen un sistema de crioadestèsia (refrigerat per gas criogen). **No requereixen rasurat previ.** Especialment indicat en depilació corporal de **pells clares**, fototipus mitjà i **facial en general, especialment en l'àrea peribucal.** Són els més efectius pel pèl fi.

► **Làsers de diòde (800-810 nm):** **Lightsheer Duet I LightsheerDS Desire** de Lumenis. Presenten una menor afinitat per la melanina que els anteriors, i per això requereixen energies de tractaments superiors. Porten incorporats



un sistema de refrigeració de la pell per contacte i els darrers models, els que tenim a Nexus, disposen d'un sistema pneumàtic per minimitzar el dolor i augmentar l'efectivitat, fet que suposa un salt qualitatiu vers models anteriors, menys efectius i ja obsolets com el Lightsheer ET. Al poder variar la durada del pols, permet poder tractar **fototipus alts (IV-V).** Per al **pèl mitjà o gruixut exclusivament.** No serveix per als pèls originalment fins ni per quan el pèl es debilita al llarg de les sessions. **NOVETAT! Làser Vectus El làser de diòde més efectiu i segur** gràcies al mesurador quantitatiu intel·ligent de melanina anomenat Skintel®. Permet tractar **tots els fototipus de pell.** Especialment indicat en la **depilació masculina.** Ofereix major comoditat per al pacient gràcies a la seva tecnologia patentada de refredament Advanced Contact Cooling®.

► **Làser de Neodimi-Yag de pols llarg (1064 nm):** **GentleYagPro U** de Syneron Candela, **Mydon** de WavelightLasers i **Cynergy** de Cynosure. Té una menor afinitat melànica que l'anterior però permet tractar **fototipus alts** sense riscos de complicacions i sobretot fol·licles profunds; per aquest motiu està especialment indicat per tractar certes àrees, com l'**esquena masculina**, o certs problemes com la **pseudofoliculitis** de la barba.

► **Llum polsada intensa mèdica:** **Plataforma IPL-Vasculight Elite** Lumenis i **E-Style** de Syneron Candela. No és un làser, sinó un tipus especial de llum de la qual, mitjançant uns filtres, se selecciona l'espectre més adequat segons la pell i el pèl del pacient. És un sistema molt versàtil però molt tècnic-depenent. Els d'ús mèdic no són en absolut comparables als que es poden trobar en altres centres no mèdics. Indicat especialment en **certs casos de depilació facial o pèl no negre.**

► **Llum polsada optimitzada:** **Icon Max Rs** de Cynosure: Elimina el pèl de **tot tipus de pells inclús bronzejades.**

Icon Max Ys de Cynosure: **el més efectiu**, per la seva especificitat, **per tractar el pèl fi i clar.**

En conclusió, **per assolir el resultat desitjat i optimitzar el tractament cal combinar més d'un làser segons:**

***L'àrea:** facial, corporal, femenina, masculina.

***Problema a tractar:** pèl gruixut, fi, de color clar, fototipus de pell alts, etc.

***Els canvis que experimenta el pèl al llarg del tractament:** pèl més finet, clar, menys abundant... i escollir-ne en cada cas el més convenient.

Més de 20 anys d'experiència en aquest camp, milers de tractaments finalitzats amb èxit i milers en curs ens avalen



Per aconseguir això, òbviament **cal anar a un centre mèdic, com Nexus, que disposi de tot aquest arsenal terapèutic i on l'experiència i la professionalitat del seu personal permeti seleccionar en cada cas el sistema més adient i, sobretot, els paràmetres a emprar.**

En el cas del **pèl blanc**, no hi ha cap sistema fotolumínic avui dia que sigui efectiu. En aquests pacients, o en el cas de depilació de zones no abordables amb làser (com, per exemple, les **celles**), recorrem a **tècniques basades en la ultrasonografia, EquipSelectif Pro** per aconseguir resultats notables.

Finalment, ressaltar que, en cas que el pèl que s'hagi de tractar es degui o es vegi condicionat per un problema hormonal, la millor tecnologia no té res a fer sense el concurs previ d'un metge per diagnosticar i tractar el problema.

Un equip professional al vostre servei cada dia

Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825

Màster Universitari en Medicina Estètica
Especialista universitari en Medicina Estètica
Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic
Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic
Director mèdic de les clíniques Nexus
Màster en Ozonoteràpia Mèdica

nexus
líder en medicina estética